

SCHOLL Velvet smooth elektroniczny pilnik do stóp (różowy)



Cena: 135,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Pilnik elektroniczny "Velvet Smooth"

Opakowanie

1 szt.

Działanie

Pilnik elektryczny **SCHOLL Velvet Smooth** posiada obrotową głowicę z drobno zmielonymi kryształkami diamentu, o znakomitym i długotrwałym działaniu złuszcającym. Pilnik natychmiastowo usuwa twardą skórę, pozostawiając stopy miękkie i gładkie w dotyku. Urządzenie jest wyjątkowo proste w użyciu, posiada ergonomicznie ukształtowany, miękki w dotyku uchwyt.

Wskazanie

Usuwanie twardej skóry stóp.

Sposób stosowania

Należy zachować zewnętrzne opakowanie.

Stosowanie pilnika po raz pierwszy:

- Odkręcić podstawę pilnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



apteka
w sieci

- Zdjąć podstawę z urządzenia, a następnie zerwać i wyrzucić czerwoną taśmę izolacyjną.
- Dokręcić podstawę pilnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie stabilna.
- Postępować ze wskazówkami dotyczącymi regularnego stosowania.

Ostrzeżenie

Przeznaczony do stosowania jedynie do twardej skóry na stopach. Stosować jedynie na suchej (nie mokrej) skórze. Nie stosować urządzenia do innych części ciała. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie stosować w tym samym miejscu jednorazowo dłużej niż 3-4 sekundy. Natychmiast przerwać stosowanie, jeżeli skóra stanie się podrażniona lub poczuje się dyskomfort. Nie stosować na popękanej, otartej lub podrażnionej skórze. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Ten produkt nie może być stosowany przez diabetyków oraz osoby ze słabym krążeniem krwi. Należy uważać, aby długie włosy i ubranie nie wplątały się w urządzenie podczas stosowania.