



apteka
w sieci

Wortie Advanced preparat do usuwania brodawek i kurzajek 50ml



Cena: 43,90 zł

Opis słownikowy

Producent	VITAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Spray

Opakowanie

- Tuba z żelem 5ml
- Pojemnik z gazem 50ml
- Piankowe plastry ochronne x 6szt.

Działanie

Wortie Advanced zapewnia łatwe usuwanie brodawek i kurzajek metodą zamrażania, podobną do krioterapii stosowanej przez lekarzy. Pojemnik z zamrażającym gazem posiada metalową końcówkę, która umożliwi precyzyjną aplikację bez kontaktu ze skórą. Dołączony do opakowania żel przewodzi niską temperaturę do miejsca zamrażania, zwiększając skuteczność preparatu. **Wortie Advanced** jest łatwy, szybki i bezpieczny w użyciu.

Wskazania

Leczenie kurzajek i brodawek twardych, głęboko zakorzenionych oraz zrogowaciałych na dłoniach i stopach, wywołanych wywołanych przez zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).



Sposób użycia

Należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej.

Ostrzeżenia

Wortie Advanced nie należy stosować:

- u osób chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia obwodowego,
- u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
- na podrażnioną skórę lub w miejscach zakażonych, zaczerwienionych lub wykazujących oznaki stanu zapalnego, takich jak swędzenie lub obrzęk.

Skład

Wortie Advanced - eter dimetylowy. Żel prowadzący - woda, glikol propylenowy, fenoksyetanol, karbomer, trietanolamina, kwas kaprylohydroksamowy, metylopropanodiol.