



Aqua Gel 10 cm x 12cm 1 szt



Cena: 10,92 zł

Opis słownikowy

Producent	KIKGEL
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Opatrunek żelowy

Opakowanie

1 szt średnica 10 cm x 12 cm

Działanie

Aqua-Gel to produkt o wymiarach 10 cm X 12cm, zapewniający wilgotne środowisko na powierzchni rany, dzięki temu wspomaga oczyszczanie autolityczne z martwych komórek oraz wpływa na procesy ziarninowania i naskórkowania rany. Aqua-gel pochłania wysięk z rany. Stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz, jednocześnie umożliwiając oddychanie rany. Opatrunki, są sterylne, elastyczne i przezroczyste a także wytrzymałe. Ma właściwości adsorpcyjne, pochłania wysięk z rany. Opatrunek ma grubość 4mm.

Wskazania

Aqua-Gel stosuje się na oparzenia, powierzchniowe odleżyny, owrzodzenia podudzi, a także inne rany przewlekłe takie jak stopa cukrzycowa, otarcia naskórka albo po zabiegach dermatokosmetycznych.

Sposób stosowania

Aqua-Gel można umieścić dowolną stroną na powierzchni rany. Stosować opatrunek odpowiadający wielkości rany, zabezpieczyć przylepcem włókninowym.



Nie jest zalecany w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią ropną.