



Heltiso stopery do uszu 1 para

Cena: 2,53 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	2 szt. (para)
Producent	MEDICINAE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Wkładki przeciwhałasowe

Opakowanie

1 para

Opis

Wkładki przeciwhałasowe, jednorazowe.

Sposób użycia

1. Dobrać odpowiednią ilość masy.
2. Uformować stożek lub kulkę.
3. Rozgrzać masę w palcach i doszczelnić w uchu.
4. W celu wyjęcia masy, ucisnąć dół małżowiny.