



Paski jałowe do zamykania ran x 8 szt. PASOCARE



Cena: 6,54 zł

Opis słownikowy

Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Paski

Opakowanie

8 szt. (rozmiary 5 szt. x 3 x 75mm / 3 szt. x 6,4 x 80mm)

Opis

Włókninowe samoprzylepne paski przeznaczone do zbliżania do siebie krawędzi uszkodzonej skóry. Przeciwdziałają otwieraniu się ran i wspierają proces ich gojenia.

Sposób użycia

- Ranę oczyścić i zdezynfekować, po czym delikatnie osuszyć.
- Listek z plastrami otworzyć. Zgiąć wzdłuż perforacji w celu odklejenia pasków.
- Plaster zaaplikować zbliżając do siebie krawędzie zranionej skóry, uważając aby zbyt mocno jej nie naprężyć.
- Jeśli jest to konieczne, zastosować kilka pasków w odległości nie większej niż 1cm od siebie.

Ostrzeżenia



Po otwarciu opakowania należy jak najszybciej użyć plaster. Wyrób jest przeznaczony do jednorazowego użycia. W przypadku stanów zapalnych skóry lub zakażeń, przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.