



apteka  
w sieci

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

# SIGVARIS Pończochy COTTON (bawełna) 1 para



Cena: 216,01 zł

## Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Pończochy przeciwżylakowe z bawełną

### Opakowanie

1 op 2 sztuki

### Skład

52 % Polyamid 34 % Elastan 14 % Cotton

### Działanie

Pończochy Sigvaris to medyczne wyroby uciskowe, produkowane na bazie nici bawełnianej, które doskonale dopasowują się do kończyny, gwarantując wysoki komfort noszenia. Odpowiedni materiał dla skór Materiał przylegający do skóry wykonany za 100%-towej bawełny zapewnia odpowiedni komfort ludziom uczulonym na nić syntetyczną lub z gumy naturalnej oraz ludziom uprawiającym sport i prowadzącym aktywny tryb życia. Odpowiednio spreparowana nić zapewnia ładny wygląd oraz wygodę w noszeniu.

Produkt posiada mankiet samonośny w dwóch rodzajach:

- **Quadrinova** - taśma silikonowa w kratkę dla większej przyczepności
- **Sensinova** - gładka taśma silikonowa dla większej dyskrecji i komfortu (tylko przy pończochach o sile ucisku I i II)



Zapewniają skuteczną terapię uciskową poprzez prawidłową medyczną stopniowaną kompresję. Elegancja i doskonałość: dostępne z zamkniętymi lub otwartymi stopami, produkowane są w uniwersalnym rozmiarze stopy, produkowane są w trzech klasach ucisku: I, II, III. Seria 200 posiada uniwersalny rozmiar stopy. Na początku stosowania wyrobów SIGVARIS przez okres około dwóch tygodni może u chorych występować pewien dyskomfort związany z uciskiem. Jest to jednak zjawisko przejściowe związane z tzw. "dopasowywaniem" się wyrobu do układu żylnego i mięśniowego chorego.

#### Wskazania

- Profilaktyka zaburzeń żylnych u pacjentów z ryzykiem
- Zaburzenia czynnościowe, takie jak ociążałość i zmęczenie kończyn dolnych z istniejącymi żylakami
- Obrzęki wieczorne z powodu przyczyn miejscowych (żylnych)
- Umiarkowane żylaki pierwotne – bez obrzęku lub obrzęk niewielki
- Żylaki w przebiegu ciąży – bez obrzęku lub z niewielkim obrzękiem
- Umiarkowane żylaki z objawami subiektywnymi (małe żylakowate poszerzenia żył skórnych = pajęczki, żylaki siatkowe)
- Profilaktyka zakrzepicy/zatorowości
- Po operacji żylaków (przez co najmniej 3-6 miesięcy)

#### Sposób stosowania

- Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
- Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
- Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania.
- Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
- Nałożyć do pełnej długości.
- Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

Uwaga: Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

#### DOBIERANIE ROZMIARU

Wyroby uciskowe Sigvaris muszą być dopasowywane przy kończynach wolnych od obrzęku u pacjentów w pozycji stojącej. Ciężar ciała powinien być oparty na kończynie, która ma być mierzona. Należy zawsze mierzyć obie kończyny.



cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu

cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD - obwód mierzony pod kolanem, w najwęższym miejscu

cF - obwód mierzony w połowie uda

cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku

IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi