



apteka
w sieci

Tłumik hałasu, TYP -MWD-12S plastik 2 sztuki

Cena: 1,83 zł



Opis słownikowy

Producent	STANMARK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tłumik hałasu

Opakowanie

1 op. 2 wkładki

Opis

Wkładki STOPPER można używać wielokrotnie, dopóki masa jest miękka i lepka. Tylko wkładki prawidłowo dopasowane i założone zgodnie z instrukcją chronią słuch. Wkładki stosować przez cały czas przebywania w hałaśliwym otoczeniu. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń obniży skuteczność ochrony. Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na materiał, z którego wykonane są wkładki. Stosować w temperaturze do 40 stopni.

Wskazania

Tłumik hałasu, do uszu.

Sposób użycia

Produkt zmiękczyć przez ogrzanie w dłoni. Włożyć do kanału ucha i uszczelnić przez docisk palcem. Naciśnięcie dolnej części małżowiny usznej ułatwia wyjęcie wkładki.