

Bebilon 1 HA Prosyneo Mleko początkowe, płyn 90ml



Cena: 2,92 zł

Opis słownikowy

Producent	Nutricia
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Postać

Płyn

Opakowanie

Butelka 90ml


Skład

Woda demineralizowana, koncentrat hydrolizowanego białka serwatkowego z mleka, laktoza z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, z organizmów jednokomórkowych)- zawiera lecytynę sojową, galaktooligosacharydy z mleka, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym (emulgator), fruktooligosacharydy, dwuwodorofosforan potasowy, chlorek potasu, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), fosforan wapnia, chlorek wapnia, olej rybi, L-askorbinian sodu, chlorek choliny, tauryna, mleczan żelazawy, octan DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, sól dwusodowa 5-monofosforanu urydyny, 5-monofosforan cytydyny, octan retinylu, L-karnityna, 5-monofosforan adenozyne, sól dwusodowa 5-monofosforanu inozyne, inozytol, cholekalcyferol, nikotynamid, sól dwusodowa 5-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian wapnia, glukonian miedzi, selenian sodu, D-biotyna, jodek potasu, fitomenadion, kwas foliowy, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina, siarczan manganu. Zawiera mieszaninę prebiotyków (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy) w ilości 0,8g/100ml.

Produkt hipoalergiczny.

Działanie

Hipoalergiczne mleko **Bebilon 1 HA ProExpert** dla niemowląt od urodzenia zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka



apteka
w sieci

krowiego. Zawiera częściowo zhydrolizowane białko - takie którego łańcuchy fragmentowane są na mniejsze cząsteczki. Sprawia to, że białko takie jest mniej alergenne, niż standardowe białko mleka krowiego.

Wskazania

Dla niemowląt od urodzenia z grupy ryzyka wystąpienia alergii na białko mleka krowiego, do stosowania w przypadku braku możliwości karmienia piersią

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia. Może być spożyty w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpeli wodnej.

Umyć ręce. Sprawdzić czy aluminiowe wieko jest dokładnie zamknięte. Nie używać w przypadku naruszenia wieka. Wstrząsnąć przed otwarciem. Nałożyć sterylny smoczek i rozpocząć karmienie. W przypadku wcześniejszego podgrzania w kąpeli wodnej, butelkę należy osuszyć oraz sprawdzić temperaturę produktu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni.

Nie używać ponownie niewykorzystanej części płynu.

Uwagi

Płyn powinien być stosowany po zasięgnięciu opinii lekarza. Do żywienia doustnego. Nie podawać dożylnie. Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem karmienia niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważne jest aby mleko było przechowywane i przygotowane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu.