




apteka  
w sieci

# Elektrolyty z probiotykiem, saszetki x 20 szt. (10 szt. + 10 szt.) LABOR

Cena: 21,03 zł



## Opis słownikowy

Producent	LABOR
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Proszek do sporządzania roztworu do picia

### Opakowanie

10 saszetek A (probiotyku), 10 saszetek B (elektrolitów)

### Skład

#### 10 SASZETEK A - PROBIOTYK

Green sugar (mieszanka erytrytolu 98% i glikozydów stewiolowych 2% – substancja wypełniająca, substancja słodząca; Lyside Pro SCB (suche drożdże probiotyczne *Saccharomyces cerevisiae* var. *Boulardii* – min. 5×10<sup>8</sup> CFU/g) – 0,25 g; inulina – błonnik spożywczy z korzenia cykorii (*Cichorium intybus*) – 0,2 g, aromat truskawkowy.

\* CFU – z ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonie (pojedyncza komórka)

#### 10 SASZETEK B – ELEKTROLITY

Glukoza 2,7g; cytrynian sodu 0,58g; chlorek sodu 0,52g; chlorek potasu 0,3g; aromat pomarańczowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancje słodzące: glikozydy stewiolowe.



Osmolarność przygotowanego roztworu: 245 mOsm/l.

---

## Działanie

**Elektrolity LABOR** to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w formie proszku do sporządzania roztworu do picia. Składa się z dwóch rodzajów saszetek - saszetek **A PROBIOTYKU** oraz saszetek **B ELEKTROLITÓW**.

Preparat stosowany jest w celu przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej i nawodnienia organizmu, a także uzupełnienia elektrolitów, utraconych wskutek biegunki, wymiotów lub nadmierną potliwością. Dostarcza również drożdży probiotycznych *Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii*, wykazujących dużą skuteczność w zapobieganiu biegunki po kuracji antybiotykowej.

---

## Wskazania

Zapobieganie odwodnienia spowodowanego biegunką i/lub wymiotami, postępowanie w biegunce spowodowanej antybiotykoterapią, postępowanie w ostrej infekcyjnej biegunce u dzieci, zapobieganie biegunce podróżnych

---

## Sposób użycia

### SASZETKA A - PROBIOTYK

1-2 saszetki dziennie. Zawartość saszetki rozpuszcza się w 200 ml herbaty lub ciepłej wody.

### SASZETKA B - ELEKTROLITY

Zawartość saszetki rozpuścić w 200ml przegotowanej i ostudzonej wody. Mieszać aż do rozpuszczenia.

- Dzieci: 1-3 porcje po 200 ml roztworu (1-3 saszetki dziennie)
- Dorośli: 1-5 porcji po 200 ml roztworu (1-5 saszetek dziennie)

Ilość porcji zużywana w ciągu 24 godzin zależy od wieku i stopnia utraty płynów i minerałów.

W przypadku dzieci wskazana jest konsultacja z pediatrą w celu dostosowania dawki. Przez okres co najmniej 4 godzin roztwór należy podawać za pomocą małej łyżeczki.

---

## Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie zaleca się stosowania produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.