

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego, rozmiar M 1 szt.

Cena: 23,32 zł



Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Opaska nadgarstkowa

Opakowanie

1 sztuka

Rozmiar

M: obwód ręki w nadgarstku 19 - 22 cm.

Wskazania

Zalecenia do stosowania

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu nadgarstkowego
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu
- łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki
- przy zapobieganiu i zwalczaniu pourazowych obrzęków nadgarstka
- w zapaleniu ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien



- jako opatrunek po zdjęciu gipsu - działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji.

Sposób użycia

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość nadgarstka aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze. Nosić szwami na zewnątrz.