



apteka
w sieci

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego, rozmiar S 1 szt.

Cena: 8,68 zł



Opis słownikowy

Producent

SIGVARIS

Opis produktu

Postać

Opaska elastyczna na nadgarstek

Opakowanie

1 sztuka

Rozmiar

S: obwód ręki w nadgarstku 14 - 18 cm.

Wskazania

Opaska wskazana w przewlekłych zmianach reumatyczno-zwyrodnieniowych stawu nadgarstkowego, wspomaga leczenie zapalenia ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien, jako opatrunek po zdjęciu gipsu - działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji, łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki, zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka

Dawkowanie

Opaskę naciągnąć od dołu na nadgarstek tak aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze.

Uwagi

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.



Uwagi
Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi. Stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.