



apteka
w sieci

Opaska elastyczna tkana z zapinką (5m x 15cm) 1 szt. PASO-TRADING



Cena: 4,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Opaska elastyczna
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Opaska elastyczna (rozmiar: 5m x 15cm), zapinka

Opakowanie

1 szt.

Opis

Opaskę elastyczną można stosować w celu:

- podtrzymywania opatrunku,
- wsparcia krążenia żylnego,
- odciążenia i stabilizacji okolic stawowych.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. W razie wystąpienia uczucia silnego ucisku należy zmniejszyć napięcie opaski. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.



Uwagi
W przypadku zabrudzeń prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np. dla włókien syntetycznych. Nie prasować. Nie chlorować. Suszyć w stanie luźnym. Wyrób wielokrotnego użycia. Po utracie elastyczności wyrób zutylizować.