



apteka
w sieci

PASO FIX Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego, długa (rozmiar M)



rozmiar M

Cena: 9,47 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|--------------|
| Opakowanie | 1 szt. |
| Producent | PASO-TRADING |
| Rejestracja | |

Opis produktu

Postać

Opaska elastyczna (długa)

Opakowanie

1 szt.

Opis

Opaska elastyczna **PASO FIX** usztywnia i chroni stawy oraz wspomaga leczenie nadwyrężeń i uszkodzeń. Opaska jest miękka, nie posiada bocznego szwu, dzięki czemu zapewnia komfort użytkowania.

Wskazania

Opaska **PASO FIX** może być stosowana:

- do celów sportowych - chroni i stabilizuje nadgarstek, bez ograniczenia jego ruchomości,
- do celów rehabilitacyjnych - pomaga leczyć uszkodzony lub nadwyrężony staw nadgarstkowy.

Sposób użycia



Opaskę naciągnąć do dołu na wysokość nadgarstka. Stosować pod nadzorem fizjoterapeuty lub lekarza.

Dobór rozmiaru:

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód ręki w nadgarstku i wybrać rozmiar z tabeli:

| Rozmiar | S | M |
|------------|-------|-------|
| Obwód (cm) | 15-16 | 17-18 |

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu niezwłocznie zdjąć opaskę.

Uwagi

W przypadku zabrudzenia prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np. dla włókien syntetycznych. Nie prasować. Nie chlorować. Suszyć w stanie luźnym. Wyrób wielokrotnego użycia. Po utracie elastyczności wyrób zutylizować.