



Protefix podściółki mocujące do protez zębowych, dla żuchwy x 30 szt.



Cena: 20,61 zł

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać:

Podściółki mocujące

Opakowanie:

30 sztuk

Skład:

Alginiian sodowy 28 g, włókna wiskozowo-polipropylenowe 72 g

Działanie:

Protefix podściółki mocujące zabezpieczają przy odchyleniach w anatomii zgryzu, pewnie mocują, chronią przed uciskiem. Nie wpływają na odczucia smakowe.

Wskazania:

Dla protezy żuchwy - pomoc w szczególnych, trudnych przypadkach.

Sposób użycia:



Przyciąć podściółkę do rozmiaru protezy. Zwilżyć podściółkę i nałożyć na protezę tak, jak w wypadku szczęki. Dokładnie docisnąć podściółkę do protezy.

apteka
w sieci