



apteka  
w sieci

## Protefix podściółki mocujące do szczęki 30szt



Cena: 20,61 zł

### Opis słownikowy

Producent	QUEISSER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Podściółki do szczęki

#### Opakowanie

30 szt

#### Skład

100 g podściółki zawiera alginian sodowy 28 g, włókna wiskozowo-polipropylenowe 72 g.

#### Dawkowanie

Podściółkę mocującą przyciąć do wielkości protezy, zanurzyć na ok. 10 sek. w letniej wodzie, nałożyć na oczyszczoną, wilgotną protezę i przycisnąć.

#### Opis

Podściółki mocujące Protefix to krążki delikatnej i cienkiej ligniny nasączonej alginatem sodu o właściwościach adhezyjnych (mocujących). Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy. Pozwalają na redukcję ucisku nowej protezy. Stosowanie podściółek mocujących jest również wskazane w przypadku:

- szczególnie trudnych warunków mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta, na przykład przy zaniku wyrostka zębodołowego u pacjentów w podeszłym wieku
- konieczności stosowania leków przeciwgrzybiczych (podściółki pozwalają na nasączenie ich preparatem przeciwgrzybiczym).

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.



**Działania niepożądane:**

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu.

**Uwagi:**

Przy stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać (po dokładnym oczyszczeniu protezy) po każdym posiłku, ponieważ podściółka pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm.