



# TENA PANTS ProSkin Majtki chłonne NORMAL (rozmiar S) 15 szt.

Cena: 29,17 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	15 szt.
Postać	Majtki chłonne
Producent	ESSITY HYGIENE AND HEALTH
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Majtki chłonne

### Opakowanie

10 szt.

### Opis

TENA PANTS ProSkin NORMAL to majtki chłonne (poziom chłonności: 5,5/8) do stosowania w średnim i ciężkim stopniu nietrzymania moczu, zakładane jak zwykła bielizna. Majtki chłonne zapewniają **Potrójną Ochronę** przed przeciekaniem, długotrwałą suchość i miękkość oraz wspomagają zdrowie skóry. Produkt wykorzystuje **Technologię FeelDry Advanced**, która zapewnia szybsze wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od skóry, jak również zabezpiecza przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Majtki chłonne wykonane są z oddychającego materiału, dzięki czemu gwarantują uczucie komfortu i wspomagają zdrowie skóry.

Produkty TENA PANTS ProSkin zostały przebadane i otrzymały akredytację **Skin Health Alliance** - wiodącej, niezależnej instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry. Otrzymanie akredytacji **Skin Health Alliance** wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu produktu na zdrowie skóry. Akredytacja **Skin Health Alliance** daje pewność, że produkty TENA Pants ProSkin są przyjazne dla skóry.

### Wskazania



Majtki chłonne TENA PANTS ProSkin NORMAL wskazane są do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. Bielizna przeznaczona jest dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze 65-85cm.

### Sposób użycia

#### Instrukcja korzystania:

1. Majtki włożyć jak zwykłą bieliznę.

#### Po wykorzystaniu:

1. Aby zdjąć, po użyciu rozerwać majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.
2. Po zdjęciu zrolować majtki chłonne i zakleić rzepem.
3. Zrolowane majtki wyrzucić do kosza na śmieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

