



TENA PANTS Proskin PLUS majtki chłonne (rozmiar L) 30 szt.

Cena: 99,32 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Postać	Majtki chłonne
Producent	ESSITY HYGIENE AND HEALTH
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Majtki chłonne

Opakowanie

30 szt.

Opis

Majtki chłonne **TENA PANTS Proskin PLUS** zalecane są do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. Zakładane jak zwykła bielizna, majtki przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu.

Cechy produktu

- zakładane jak zwykła bielizna
- zapewniają **Potrójną Ochronę** przed przeciekaniem, długotrwałą suchość i miękkość, wspierając zdrowie skóry.
- technologia **FeelDry Advanced** użyta w ich produkcji zapewnia szybsze wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od skóry.
- specjalne, w pełni oddychające materiały, z których wykonany jest produkt, zapewniają komfort i wspierają zdrowie skóry



Produkty TENA PANTS Proskin PLUS zostały przebadane i otrzymały akredytację Skin Health Alliance - wiodącej, niezależnej instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry. Otrzymanie akredytacji **Skin Health Alliance** wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu produktu na zdrowie skóry. Akredytacja **Skin Health Alliance** daje pewność, że produkty TENA PANTS Proskin są przyjazne dla skóry.

Wskazania

Dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu (poziomą chłonnością 6/8), o rozmiarze 100-135 cm w pasie.

Sposób użycia

- Włożyć majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.

Po wykorzystaniu:

- Aby zdjąć, po użyciu rozerwać majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.
- Po zdjęciu zrolować majtki chłonne i zakleić rzepem.
- Wyrzucić zrolowane majtki chłonne do kosza na śmieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

